

Hjertevakten®

Nedre Gjerde 10, 5474 Løfallstrand, Telefon 53 48 20 50, telefax 53 48 20 50 60, E-post hlr.post@hjertevakten.no, Web: www.hjertevakten.no

En kamp for livet - og mot klokken

Heartstart FRx

For de som ankommer først



Heartstart FRx er en brukervennlig, solid og pålitelig AED for de som ankommer først. Den har en rekke funksjoner som sørger for at AED-en er klar til bruk når det er behov for det, uten at det krever mye vedlikehold.

Solid

Selv om de fleste tilfeller av hjertestans ikke skjer under vanskelige forhold, så oppstår det likevel enkelttilfeller. Heartstart FRx har en design som alltid virker, uansett situasjonen den skal brukes i. Regn, metalloverflater og produksjonslokaler påvirker for eksempel ikke AED-ens yteevne.

FRx-en tåler blant annet å spyles med vann, trykk opptil 250 kg og fall fra 1 meters høyde på et betonggulv.

Pålitelig

Heartstart FRx er et resultat av våre kunnskaper som er basert på bruken av 200.000 Heartstart-AED-er (per januar 2005). I tiden som har gått siden Heartstart FR ble lansert i 1997, har Heartstart-seriens AED-produkter solgt enestående bra, inkludert FR2 og HS1.

Den pålitelige yteevnen i alle disse årene og den høye apparatkvaliteten skiller seg positivt ut i bransjen. Heartstart FRx har alle de nødvendige funksjonene til de andre apparatene i Heartstart-serien, i tillegg til at AED-en også har nye, forbedrede funksjoner som gjør FRx til en pålitelig støttespiller i kritiske situasjoner.

Klar til bruk

Intern selvtesting sørger for at apparatet alltid er klart til bruk. Heartstart FRx utfører daglige, ukentlige og månedlige selvtester, inkludert tester av elektrodeforbindelsen og -kvaliteten, for å kontrollere at alt bestandig er klart til bruk.

Praktisk talt vedlikeholdsfri

Heartstart FRx krever verken regelmessig vedlikehold eller oppfølging av tekniske serviceavtaler.

Alle viktige funksjoner kontrolleres av det interne selvtestprogrammet, inkludert full oppladning/utladning. En rask visuell kontroll er nok for å sjekke om FRx kan brukes eller ikke.

Den grønne, blinkende statuslampen er "klarsignalet" som bekrefter at alt er OK. Apparatet avgir et lydsignal hvis du må utføre en nærmere kontroll av FRx. Når FRx er i standby-modus, utgjør vedlikeholdet kun den visuelle kontrollen og utskifting av utstyr som klebeelektroder (annet hvert år) og batteri (hvert fjerde år).



Heartstart FRx



Artikkel nummer

861305ABN **HeartStart FRx** Norsk
861305ABU **HeartStart FRx** Engelsk

Forbruksartikler

989803139261 SMART Elektroder (1 par)
M5070A Batteri
989803139301 Batteri for Flybruk
989803139291 Utskiftbar treningselektrode (1 par)

Tilleggsutstyr


941360 Bæreseske FRx Laerdal
989803139271 Treningselektrode kasett (1 par)
989803139281 Barne-elektrode plasseringsplate
989803139311 Barne-defibrilleringssnøkkel
989803143051 Case Capture for Palm PDA
989803143041 HS innstillingsverktøy

Enkel å bruke

- Heartstart FRx er konstruert med tanke på å være enklest mulig i bruk.
- 1-2-3 operasjon støttet av klare talemeldinger og illustrasjoner på frontpanelet hjelper brukeren.



1-Skru på



2-Fest elektroder



3-Trykk for sjokk